

マルチドライバーセット 適用資料

KTC

KTC 京都機械工具株式会社

2025/01現在


イメージ	略称 【品名】 (KTC品番)	適用 : システム ドライバー名称 メーカー			形状	寸法	備考
	SR 【SCS】 (D581DSR1)	ストローマン(ティッシュ/ボーン/BLT/BLX)	SCSスクリュードライバー	ストローマン・ジャパン	ボジナル 形状	1.7mm 対角線距離	トルクT6 規格基準
		ファインシア(ボーン/ティッシュ)	ヘキサゴンドライバー	京セラ			
		Aadva(スタンダード・テーパード) シエネシオ/セティオ(プラス)	ヘキサゴンドライバー	ジーシー			
		IMPLANT Re	ドライバー				
	NB 【UniGrip】 (D581DNB1)	ノーベル(リフ・レイス/ハラル/アクティブ/スピーディー/ハーフエクト)	Unigripドライバー	ノーベル・バイオケア・ジャパン	ボジナル 形状	1.7mm 対角線距離	
		ブローネマルマークIII	Unigripドライバー				
		ネオスプロアクティブ	ネオスプロアクティブドライバー				
	SZ 【Hex 1.25】 (D581DSZ1)	ZimVie TSX	ハックスドライバー-1.25	ジンヴィ・ジャパン	1.25mm 呼び寸法 = 0.05inch		
		ZimVie SwissPlus	デリバリードライバー-1.25				
		ZimVie Screw-Vent(テーパード)	デリバリードライバー-1.25				
		ZimVie Spline(シリンドー/ツイスト)	ハックスドライバー				
		ZimVie トライキュラ	ハックスドライバー				
		アルファタイト	Hexハンドドライバー-22,28	ケンテック			
		BioHorizons(テーパード/ティッシュレール/ストレート)	0.05inchハックスドライバー	カイマンデンタル			
		バイオベント/マイクロベント/テーパーロック/インラクティブ/ スイッシュプラス/レガシー	ハックスドライバー	インプラテックス			
		s-Clean	ハックスドライバー	プロシード			
		スウェーデン&マルティナ(プレミアム/プラス)	スクリュードライバー	大信貿易			
		Dentium simple line	ハックスドライバー	BMS JAPAN			
		TRI VENT(OCTA/NAROW)	ドライバー	TRIデンタルインプランツ			
		ステリオス(シリンドー/スレッド)	ドライバー	ヨシダ			
		エンドホニア	ドライバー	東京歯科産業			
		オクタフィックス	ドライバー	ヨシオカ			
	AT 【Hex 1.24】 (D581DAT1)	ASTRA TECH	ハックスドライバー	デンツプライシロナ	1.24mm 呼び寸法		
		マイティスロー	ハックスドライバー	ブレーンベース			
		フロトン	ハックスドライバー	プラトンジャパン			
		IAT(ボーン/ティッシュ)	ハックスドライバー	日本ピストンリング			
		カムログ・コーンログ	ハックスドライバー	アルタデント			
		ミーワン	ハックスドライバー	山八歯材工業			
		松風バイオフィックス	ハックスドライバー	松風バイオフィックス			
	BM 【Hex 1.22】 (D581DBM1)	バイオメット3サーティンインターナル	ラージハックスドライバー	ジンヴィ・ジャパン	1.22mm 呼び寸法 = 0.048inch		
		T3(サーティンインターナル/エクスター)	ハックスドライバー				
		XiVE(ザイブス)、FRIALIT(フリアリット2)	ハックスドライバー(1.22mm)	デンツプライシロナ			
		レストア・ステージ1	0.048inchハックスドライバー	白水貿易、キーストーンデンタル			
		OSSTEM(SS/TS)	1.2ハックスハンドドライバー	OSSTEM JAPAN			
		Neo Biotech(IS-II アクティブ)	ハックス	和田精密歯研			
		メガジエン(ニーワン/ニーリッジ)	ハックス	メガジエンジャパン			
		DIO UF	ドライバー	DIOデジタル			
	AK 【Hex 1.00】 (D581DAK1)	IM3	ハックスドライバー	京セラ	1.00mm 呼び寸法		
		ANKYLOS	1.0mmハキサゴンドライバー	デンツプライシロナ			
		一部ヒーリングアバットメント					

参考:SAFE(Sharing All Failed Experiences)Troubleshooting Guide Volume1 機械・構造的合併症編、インプラント判別ガイドより

※適用情報は国内流通正規品の代表的なスクリューを掲載しています。

※インプラントタイプによって、周辺の干渉により使いづらい場合があります。

インプラント
補綴の
メンテナンスに
最適!



マルチドライバセット 適用資料

KTC

KTC 京都機械工具株式会社

2025/01現在

	メーカー	システム ドライバー名称	略称 【品名】	形状
ア	アルタデント	カムログ・コーンログ	ハックスドライバー	◆ ハックス
	インプラテックス	バイオハント・マイクロハント・テール・ロック・インターラクティブ ・スイッシュラス・レガシー	ハックスドライバー	◆ ハックス
	OSSTEM JAPAN	OSSTEM(SS・TS)	1.2ハックスドライバー	◆ ハックス
カ	カイマンデンタル	BioHorizons(テールード・ティッシュレベル・ストレート)	0.05inchハックスドライバー	◆ ハックス
	京セラ	ファインシア(ボーン・ティッシュ)	ハキサビューラードライバー	オリジナル形状
		エミネ	ハックスドライバー	◆ ハックス
	ケンテック	アルファタイト	Hexハンドドライバー-22,28	◆ ハックス
サ	ジーシー	Aadva(スタンダード・テールード) ジエネシオ、セティオ(プロラス)	ハキサビューラードライバー	オリジナル形状
		IMPLANT Re	ドライバー	
	松風バイオフィックス	BIOFIX	ハックスドライバー	◆ ハックス
	ジンヴィ・ジャパン	ZimVie TSX	ハックスドライバー-1.25	◆ ハックス
		ZimVie SwissPlus	デリバリードライバー-1.25	◆ ハックス
		ZimVie Screw-Vent(テールード)	デリバリードライバー-1.25	◆ ハックス
		ZimVie Spline(シリンダー・ツイスト)	ハックスドライバー	◆ ハックス
		ZimVie トライカーブ	ハックスドライバー	◆ ハックス
		バイオメット3サーティンターナル	ラージハックスドライバー	◆ ハックス
		T3(サーティンターナル・エクスターナル)	ハックスドライバー	◆ ハックス
	ストローマン・ジャパン	ストローマン(ティッシュ・ボーン・BLT・BLX)	SCSスクリュードライバー	オリジナル形状
タ	大信貿易	スウェーデン&マルティカ(プロレミアム・プロラマ)	スクリュードライバー	◆ ハックス
	TRIデンタルインプランツ	TRI VENT(OCTA・NAROW)	ドライバー	◆ ハックス
	DIOデジタル	DIO UF	ドライバー	◆ ハックス
	デンタリードネオス・ジャパン	ネオスプロアクティブ	ネオスオリジナルドライバー	オリジナル形状
	デンツプライシロナ	ASTRA TECH	ハックスドライバー	◆ ハックス
		XiVE(サイイズ)、FRIALIT(フリアリット2)	ハックスドライバー(1.22mm)	◆ ハックス
		ANKYLOS	1.0mmハキサビドライバー	◆ ハックス
	東京歯科産業	エンドホニア	ドライバー	◆ ハックス
ナ	日本ピストンリング	IAT(ボーン・ティッシュ)	ハックスドライバー	◆ ハックス
	ノーベル・バイオケア・ジャパン	ノーベル(リプロレイス・パラレル・アクティブ・スピード・ハイ・パフォーマンス)	Unigripドライバー	オリジナル形状
		プロネマルクマーキー	Unigripドライバー	オリジナル形状
ハ	白水貿易、キーストーンデンタル	レストラー・ステージ1	0.048inchハックスドライバー	◆ ハックス
	BMS JAPAN	Dentium simple line	ハックスドライバー	◆ ハックス
	プラトンジャパン	プラトン	ハックスドライバー	◆ ハックス
	ブレーンベース	マイティアロー	ハックスドライバー	◆ ハックス
	プロシード	s-Clean	ハックスドライバー	◆ ハックス
マ	メガジンジャパン	メガジン(エーワン・エーリッシュ)	ハックス	◆ ハックス
ヤ	山八歯材工業	ミューワン	ハックスドライバー	◆ ハックス
	ヨシオカ	オカタフィックス	ドライバー	◆ ハックス
	ヨシダ	スリオス(シリンダー・スレッド)	ドライバー	◆ ハックス
ワ	和田精密歯研	Neo Biotech(IS-IIアクティブ)	ハックス	◆ ハックス
		一部ヒーリングアバットメント	AK【Hex 1.00】	◆ ハックス

参考:SAFE(Sharing All Failed Experiences)Troubleshooting Guide Volume1 機械・構造的合併症編、インプラント判別ガイドより

インプラント
補綴の
メンテナンスに
最適!

イメージ	SR 【SCS】 (D581DSR1)	NB 【UniGrip】 (D581DNB1)	SZ 【Hex 1.25】 (D581DSZ1)	AT 【Hex 1.24】 (D581DAT1)	BM 【Hex 1.22】 (D581DBM1)	AK 【Hex 1.00】 (D581DAK1)
寸法	1.7mm 対角線距離	1.7mm 対角線距離	1.25mm 呼び寸法 ≈0.05inch	1.24mm 呼び寸法	1.22mm 呼び寸法 ≈0.048inch	1.00mm 呼び寸法



※適用情報は国内流通正規品の代表的なスクリューを掲載しています。※インプラントタイプによって、周辺の干渉により使いづらい場合があります。